Beta Guard Neu



Beta Guard Neu Desinfektion



Flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion

Bewertung: Noch nicht bewertet <u>Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?</u>

HerstellerLaboratorium Dr. Deppe GmbH

Beschreibung

Flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie

ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten ·

Für den professionellen Gebrauch.

Wirkt schnell und umfassend bei niedrigen Anwendungskonzentrationen.

- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae u. M.-avium)
- Wirksam gegen alle behüllten Viren: BVDV/Vaccinia (incl. HBV/HIV)
- und gegen die unbehüllten Viren: Adeno, Polyoma/SV 40 und Noroviren (FCV)
- begrenzt viruzid PLUS wirksam.
- Wirksam gegen MRSA
- Gute Reinigungseigenschaften
- Keine zu überwachenden Expositionen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM/VAH und den EN Methoden zur Wirksamkeit gegen Viren.
- alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in konzentrierter Form.
- In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
 - 7,0 g Alkyl(C12-16) Dimethylbenzylammoniumchlorid
 - 5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
 - o 2,0 g 2-Phenoxyethanol
- Gebindegrößen: 2 L, 5 L, 10 L
- BAuA Biozid Registriernummer: N-77462
- Medizinprodukt der Klasse 2a

//