


SmartHolter24 (Dr. Gerhard Schmidt GmbH)



Langzeit-EKG-System

Langzeit-EKG-System

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?](#)

Hersteller [Dr. Gerhard Schmidt GmbH](#)

Beschreibung

Langzeit-EKG-System

SmartHolter24 ist das jüngste Mitglied in der Produktpalette der Dr. Gerhard Schmidt GmbH: klein, handlich, zuverlässig - eben smart.

SmartHolter24 überzeugt durch folgende Merkmale:

- neuer digitaler Recorder mit 12 Bit-Signalauflösung
- kontinuierliche Datenaufzeichnung bis zu 90 Stunden
- kein Datenverlust bei Entfernung oder vorzeitiger Erschöpfung der Energiequelle
- keine Zerstörung der Elektronik bei falschem Einsetzen der Batterie
- funktionsfähig mit nur einer Mignon-Zelle
- Kontrolle des EKGs per Display
- komfortable Werkzeuge zur schnellen Validierung aussagekräftige Protokolle
- Protokoll-Versand per Email (pdf-Format)
- HRV-Analyse,
- ST- und Re-Analyse
- SmartHolter24 integriert sich nahtlos in das bewährte Patientenmanagement-System der Dr. Gerhard Schmidt GmbH. Somit stehen alle von SmartScript und SmartReha bekannten Vorteile der Protokollerstellung und des Patientenmanagements auch bei SmartHolter24 zur Verfügung. Selbstverständlich unterstützt SmartHolter24, wie alle Produkte der Dr. Gerhard Schmidt GmbH, den GDT/BDT-Standard und optional auch den HL7-Standard.

Details / Charakteristika: netzwerkfähig 3-Kanal EKG-QRS-Erkennung 3-Kanal QT-Analyse

//