

## SmartScript PC-EKG-System (Dr. Gerhard Schmidt GmbH)



ein zukunftsorientiertes PC-EKG-System, integrierbar in Ihre Praxis-EDV

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?](#)

Hersteller [Dr. Gerhard Schmidt GmbH](#)

Beschreibung

[Bitte beachten Sie die Video-Info weiter unten auf dieser Seite](#)



[Bitte beachten Sie die Zusatz-Infos am Ende der Seite](#)

---

SmartScript ist ein zukunftsorientiertes PC-EKG-System, in das langjährige Erfahrung im Bereich der kardiologischen Messtechnik und die Wünsche von Ärzten eingeflossen sind.

**Unser PC-EKG-System SmartScript besteht aus vier Programmen:**

- dem Aufnahmeprogramm
- dem Auswertprogramm
- dem Konfigurationsprogramm
- dem Installationsprogramm

Klicken Sie auf das entsprechende Vorschaubild. Die verknüpfte PDF-Datei wird in einem neuen Browser-Tab geöffnet.

Mit diesem System können drei Untersuchungsarten durchgeführt werden:

- Ruhe - EKG
- Rhythmus - EKG
- Ergometrie

Zusätzlich können Sie ein Ruhe-EKG ohne Eingabe von Patientendaten als Notfall-EKG aufzeichnen.

Für jede Untersuchung werden 12 Kanäle komplett aufgezeichnet und in einer SQL-fähigen Client - Server - Datenbank gespeichert. Ebenso werden Trendkurven von Herzfrequenz, Last und Blutdruck sowie die Mittelwertkomplexe in der Datenbank abgelegt. Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, alle Daten anzeigen und ausdrucken zu lassen.

Ergometer verschiedener Hersteller können bei der Ergometrie angesteuert werden.

Selbstverständlich ist unser System netzwerkfähig und kann an Ihr Praxis-EDV-System über eine standardisierte GDT -/ BDT - Schnittstelle angebunden werden.

**Neu:**

**SmartScriptBT** - Drahtloses PC-EKG

Mit dem neuen SmartScriptBT drahtlos via Bluetooth EKG-Daten auf den PC übertragen.

Ihre Vorteile:

- Größere Mobilität
- Höhere Signalqualität
- Keine teure Sauganlage
- Kein Trenntrafo erforderlich

---

## 📺 Auch als mobile Lösung für Ihren Hausbesuch

### Zusatz-Infos im PDF-Format zum Download

(Nach Klick auf eines der Vorschaubilder, wird die entsprechende Datei in einem neuen Tab Ihres Browsers geöffnet.)



**Langzeit -RR-SmartScan24**



**PC-EKG SmartScript**



**PC-EKG SmartScript**

//