

## samaritan PAD 500P (HeartSine)



Defibrillator inkl. Notfallbeatmungsmaske, Einmalrasierer, Kleiderschere und Defi-Schild.

Defibrillator inkl. Notfallbeatmungsmaske, Einmalrasierer, Kleiderschere und Defi-Schild. Bei Herzstillstand zählt jede Minute!

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [HeartSine](#)

Beschreibung

[Bitte beachten Sie die Videos am Ende der Seite](#)

Mit dem samaritan Pad 500P haben Sie bei Herzstillstand

### Hilfe stets in Reichweite - jede Minute sinkt die Überlebenschance um 10%.

samaritan PAD 500P - mit Herzdruck-Massage Assistent (CPR Advisor), Defibrillator für **gewerbliche oder private Nutzung**. in Hotels, Schulen, Restaurants, Einkaufszentren, Behörden, Unternehmen, Vereinen, Praxen, Kliniken, Flugzeugen (**hat Militärlizenz**), Zügen, Bussen, Taxis etc.

Einfachste, intuitive Bedienung, modernste Technologie, wartungsfrei, Batterie & Elektroden ca. 4 Jahre haltbar, Garantiezeit 8 Jahre, CE/ISO zertifiziert, spezielle Kassette für Kleinkinder < 8J. erhältlich, integr. Speicherchip f. spätere Auswertung.

**Einfach verständliche visuelle und Sprachanweisungen leiten den Ersthelfer durch den gesamten Wiederbelebungsprozess.**

Für medizinisches Personal Einweisung/Protokollierung nach Medizinproduktegesetz möglich, akustische & optische Alarmer / Ladezeit f. Elektroschocks < 8 Sekunden, IP56, automatischer Selbsttest

HLW Unterstützung / akustische & optische Alarmer, unterstützt sprachgesteuert die HLW - Massage mittels Sprachanweisungen ( stärker/ schwächer, oben/ unten pressen etc.),

gibt dem Anwender eine max. pers. Sicherheit zur optimalen Behandlung des Patienten

---

Datenschutzhinweis

Eingebettete Youtube-Videos verfügen über einen erweiterten Datenschutz.

Informationen über Sie werden erst an Youtube übertragen, wenn Sie das Video betrachten.

//