A20 (SIUI)



Das A20 ist ein leistungsfähiges Ultraschallsystem, das sich besonders für den täglichen Einsatz aller Fachgruppen eignet.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?

HerstellerSIUI

Beschreibung

Bitte beachten Sie die Video-Information am Ende der Seite.

Das A20 ist ein leistungsfähiges medizinisches Ultraschallsystem, das sich besonders für den täglichen Einsatz aller Fachgruppen eignet. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Plattform Realview+, bietet es eine solide Bildqualität sowie intelligente Softwarefunktionen, die Ihre diagnostische Sicherheit unterstützen – auch bei komplexeren Fragestellungen.
Ein ergonomisches Design und ein benutzerfreundlicher Workflow ermöglichen effiziente Untersuchungen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Patientinnen und Patienten.

A20 – Ein medizinisches Ultraschallsystem, das diagnostische Präzision, einfache Bedienung und wirtschaftliche Effizienz auf einen Nenner bringt.






Ideal für Praxen, Ambulanzen und Kliniken.

- **Hochauflösender LED-Monitor** in drei Größen: **18,5“, 21,5“ oder 23“**
- Reaktionsschneller **Touchscreen**: wahlweise **13,3“ oder 15,6“**
- **Vier aktive Sondenanschlüsse** für schnelle Wechsel im Untersuchungsalltag
- **Separate Halterung für Intrakavitätssonden**
- **MyWorkflow:** Individuell anpassbarer Untersuchungsablauf für mehr Effizienz
- **Multifunktionstasten** zur direkten Steuerung wichtiger Parameter
- **Echtzeit-Funktionsanzeige am Monitor für verbesserte Übersicht während der Untersuchung**
- **Auto IMT:** Automatisierte Messung der **Intima-Media-Dicke**




- **VS Flow: Darstellung feinster Gefäßstrukturen und Mikrozirkulation**
- **Strain Elastographie: Qualitative Beurteilung der Gewebesteifigkeit**

Datenschutzhinweis
Eingebettete Youtube-Videos verfügen über einen erweiterten Datenschutz.
Informationen über Sie werden erst an Youtube übertragen, wenn Sie das Video betrachten.

Screenshots



//